OEI salvaescaleras SAT-PTU transporta todo tipo de sillas de ruedas y ha sido especialmente diseñado para desplazar a personas con movilidad reducida o adultos mayores en sus propias sillas de ruedas sin necesidad de ser trasladados.

El sistema es robusto, funcional y de alto rendimiento.

OEI sistema SAT-PTU puede usarse en cualquier tipo de escalera, sea esta recta, en forma "L", forma "U", curva o sea esta helicoidal; interna o externa.

Sencillo de utilizar, basta con desplazar la silla de ruedas hacia atrás hasta posicionarla en el sistema, asegurar la abrazadera y empezar a ascender las escaleras.

- OEI SAT-PTU es un compacto y ligero asistente para personas de hasta 160 kg. El subeescaleras de Sistemas de Accesibilidad se puede montar y desmontar fácil y rápidamente.
- OUna batería de alto rendimiento, con un cargador para el automóvil disponible como accesorio opcional y una batería extra intercambiable se encargan de que el SAT-PTU esté siempre listo para ser utilizado.



DATOSTÉCNICOS

Velocidad Ascenso/Descenso Vel. 1: 10 esc/min.

> Vel. 2: 14 esc/min. Vel. 3: 18 esc/min.

Altura máxima de escalón 203mm a 230mm. Se alcanza el valor máximo, inclinando el sistema a su

ángulo más empinado

Voltage de la batería 24VDC - 5.2 Ah

Autonomía de la batería Valor indicativo: 300 - 500 escalones, dependiendo del peso del pasajero

y de si se sube o se baja. Para uso frecuente se recomienda una segunda

batería.

Peso total 27.6 Kg

Altura total 1100mm

Anchura Total 760mm- reposabrazos desplegados

395mm- reposabrazos plegados

Potencia del motor

Potencia del cargador de la bateria

Peso Maximo Transportable 130 Kg (150Kg opcional)

Dimensión minima de las escaleras 75cm

Dimensión mínima de aterreizaje en 98 x 98 cm

Dimensión mínima de aterreizaje en 98 x 170 cm

Velocidad máxima 15 gradas/min







El salvaescaleras SAT-PTU puede ser utilizado en diversas formas de

escaleras









ADAPTADORES

AUTOMÓVIL

REPOSA-CABEZA

AHORRE TIEMPO

No es necesario retirar las ruedas de la silla de ruedas. Sólo hay que desplazar la silla hacia atrás y colocarla sobre las plataformas.



ahorrar espacio. Este ligero subeescaleras se puede guardar en su vehículo.



La barra abrazadera integrada sujeta la silla durante el transporte



